


Anti-Rhodopsin Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P08100

Artikelnummer: CM0019980



Einführung

Rhodopsin Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Targeten Sie den G-Protein-gekoppelten Photorezeptor, der für die Dämmerlichtsicht und die Phototransduktionsforschung essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rhodopsin Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RP4; OPN2; CSNBAD1; Rhodopsin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6010
GenID	6010
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200 bis zum C-Terminus von menschlichem Rhodopsin entspricht (NP_000530.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P08100
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel