

Anti-Rhogdi Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P52565

Artikelnummer: CM0014115



Einführung

KO-validierter Anti-RhoGDI polyklonaler Antikörper für WB, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Rho-GTPase-Signalgebung und der Regulation der Zellmotilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] RhoGDI Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GDIA1; NPHS8; RHOGDI; RHOGDI-1; HEL-S-47e; DI
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	396
Gen-ID	396
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-204 von humanem RhoGDI entspricht (NP_001172006.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P52565
Protein-Gewicht	23kDa
Versand	Eistüte