

Anti-RhoH Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15669

Artikelnummer: CM0024801

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RHOH (RhoH, TTF), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Studien zur hämatopoetischen Zellsignalgebung, T-Zell-Entwicklung und Mastzellfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RHOH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TTF; ARHH; RHOH
Spezies	Human
GeneID (Human)	399
GeneID	399
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-191 von humanem RHOH (NP_004301.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q15669
Protein-Gewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel