


Anti-Rmi1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H9A7

Artikelnummer: CM0030857



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches RMI1 (BLAP75/FAAP75) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Erkennt Maus-RMI1. Ideal für die Untersuchung der DNA-Crossover-Kontrolle und homologen Rekombination.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RMI1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BLAP75; FAAP75; C9orf76; RMI1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	80010
GenID	80010
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-350 von menschlichem RMI1 (NP_079221.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H9A7
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel