

Anti-Rnase13 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Gan3

Artikelnummer: CM0015506

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RNASE13, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Detektiert endogene Niveaus in Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung von sezernierten inaktiven ribonukleaseähnlichen Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNASE13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAL1; HEL-S-86p; RNASE13
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	440163
GenID	440163
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-156 von humanem RNASE13 (NP_001012264.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q5GAN3
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel