


Anti-Rnaseh2A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75792

Artikelnummer: CM0013214



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen RNASEH2A, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch und Ratte. Ideal für die DNA-Replikations- und Aicardi-Goutières-Syndrom-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNASEH2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AGS4; JUNB; RNHL; RNHIA; THSD8; RNASEHI; RNASEH2A
Spezies	Mensch
GenID	10535
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-299 von menschlichem RNASEH2A (NP_006388.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O75792
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel