

Anti-Rnf166 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96A37

Artikelnummer: CM0017194

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für humanes RNF166, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Zielt auf die E3-Ubiquitin-Ligase ab, die an Autophagie und angeborener Immunität beteiligt ist. Geeignet für IVD-Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF166 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RNF166
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	115992
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-237 von humanem RNF166 (NP_849163.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96A37
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel