

Anti-Rnf181-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9P0P0

Artikelnummer: CM0015889

Einführung

Anti-RNF181-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielprotein ist die E3-Ubiquitin-Protein-Ligase RNF181, die an der Ubiquitinierung und der Regulation des Proteasoms beteiligt ist. Ideal für die Erforschung des Ubiquitin-Wegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF181-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HSPC238; RNF181
Art	Mensch
Gen-ID	51255
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-153 des humanen RNF181 (NP_057578.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P0P0
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel