

Anti-Rnf185 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Gf1

Artikelnummer: CM0024401

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen menschliches RNF185, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Erforschung von Mitophagie, ER-Stress, ERAD und angeborener antiviraler Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF185 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RNF185
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	91445
GeneID	91445
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-130 des menschlichen RNF185 (NP_689480.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96GF1
Protein-Gewicht	20 kDa
Versand	Eistasche