


Anti-Rpa70/Rpa1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa, Chip - P27694

Artikelnummer: CM0005523



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes RPA70/RPA1 (P27694). Validiert für WB, IP, ELISA, ChIP. Erkennt Protein von Mensch und Ratte. Nützlich für die Erforschung von DNA-Replikation und -Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPA70/RPA1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HSSB; RF-A; RP-A; REPA1; RPA70; MST075; PFBMT6; RPA70/RPA1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6117
GeneID	6117
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem RPA70/RPA1 (P27694) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P27694
Proteinmasse	68kDa
Versand	Eisbeutel