

Anti-Rpa70/Rpa1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P27694

Artikelnummer: CM0018051



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches RPA70/RPA1 (Replikationsprotein A 70 kDa-Untereinheit), validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von DNA-Replikation, Reparatur und Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPA70/RPA1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliae	HSSB; RF-A; RP-A; REPA1; RPA70; MST075; PFBMFT6; RPA70/RPA1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6117
GeneID	6117
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-240 von menschlichem RPA70/RPA1 (NP_002936.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P27694
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel