

Anti-Rpe65 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16518

Artikelnummer: CM0005333

Einführung

Hochspezifischer monoklonaler Kaninchenantikörper gegen RPE65, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Retinoidzyklusforschung und Sehstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPE65 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	6121
GeneID	6121
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von humanem RPE65 (Q16518) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q16518
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel