

Anti-R-Rpia-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49247

Artikelnummer: CM0026717

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes RPIA (Ribose-5-phosphat-Isomerase) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität bei Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Pentosephosphatweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPIA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RPI; RPIAD; RPIA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22934
Gen-ID	22934
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 82-311 von humanem RPIA (NP_653164.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49247
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel