


Anti-Rpl17 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18621

Artikelnummer: CM0026468



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes RPL17 (60S ribosomales Protein L17, Alias L17, PD-1, uL22) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validiert für Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Forschung an ribosomalen Proteinen und Krebsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L17; PD-1; uL22; RPL23; RPL17
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6139
GenID	6139
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-184 des humanen RPL17 (NP_000976.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18621
Proteinmasse	21 kDa
Versand	Eisbeutel