


Anti-Rpl19-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P84098

Artikelnummer: CM0023687



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes RPL19 (60S ribosomales Protein L19). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für ribosomale und Translationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL19 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L19; eL19; RPL19
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6143
GenID	6143
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem RPL19 (NP_000972.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P84098
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel