


Anti-Rpl26 Kaninchen Polyklonaler Antikörper (Rpl26/Ul24) Für Wb, If/Icc, Elisa - P61254

Artikelnummer: CM0022517



Einführung

Dieser kaninchen polyklonale Antikörper zielt auf humanes RPL26 (großes ribosomales Untereinheitsprotein uL24) ab, ist validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Er reagiert kreuzreaktiv mit Maus und Ratte und ist damit ein nützliches Werkzeug für Studien zu Ribosomen und Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL26 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	L26; uL24; DBA11; RPL26
Spezies	Mensch
Gen-ID	6154
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-95 von humanem RPL26 (NP_000978.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61254
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel