


Anti-Rpl36A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P83881

Artikelnummer: CM0016217



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RPL36A (eL42, L44L). Valid für Western Blot und ELISA. Geeignet für Ribosomenprotein-Analyse, Zellwachstums- und Migrationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL36A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L36A; L44L; MIG6; eL42; RPL44; RPL36A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6173
Gen-ID	6173
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 37-142 des humanen RPL36A (NP_066357.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P83881
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eistasche