

Anti-Rpn2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04844

Artikelnummer: CM0029265



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes RPN2 (Ribophorin II) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert ist. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der N-Glykosylierung und der ER-assoziierten Proteinverarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SWP1, RPNII, RIBIIR, RPN-II, RPN2
Spezies	Mensch
Gen-ID	6185
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 360-540 von humanem RPN2 (NP_002942.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04844
Proteinmolekulargewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel