

## Anti-Rpp25L Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N5L8

Artikelnummer: CM0025320

### Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RPP25L (C9orf23), eine mutmaßliche RNase P/MRP-Untereinheit. Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus. Geeignet für die Forschung zur Zellkern-/RNA-Prozessierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | RPP25L Kaninchen-pAb                                                                                                                                 |
| Anmerkungen/Alias | C9orf23; bA296L22.5; RPP25L                                                                                                                          |
| Spezies           | Human                                                                                                                                                |
| GeneID (human)    | 138716                                                                                                                                               |
| GeneID            | 138716                                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-163 des humanen RPP25L (NP_680544.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                            |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                               |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                                                 |
| SWISS             | Q8N5L8                                                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 18 kDa                                                                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                            |