

Anti-Rps19 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - P39019

Artikelnummer: CM0011809



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes RPS19 (40S ribosomales Protein S19) gerichtet ist. Validiert für WB, IP, IF, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Ribosomenbiogenese und Diamond-Blackfan-Anämie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS19 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	DBA; S19; DBA1; eS19; LOH19CR1; RPS19
Spezies	Mensch
GenID	6223
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 66-145 von humanem RPS19 (P39019) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P39019
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel