


Anti-Rps27A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P62979

Artikelnummer: CM0013727



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen RPS27A, ein Ubiquitin-Ribosomenprotein-Fusionsprotein, das am Proteinabbau und der Translation beteiligt ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zu Ubiquitin-Signalwegen, Proteasom-Pfad und Ribosomenbiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS27A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; RPS27A
Spezies	Human
GeneID (human)	6233
GeneID	6233
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-156 von humanem RPS27A (NP_001170884.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P62979
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eistasche