


Anti-Rps3-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P23396

Artikelnummer: CM0017578



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RPS3, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für den Nachweis ribosomaler Proteine und für Studien zur DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	S3, uS3, RPS3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6188
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-243 des humanen RPS3 (NP_000996.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23396
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel