

Anti-Rps6KL1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6S9

Artikelnummer: CM0027781

Einführung

Anti-RPS6KL1 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-RPS6KL1, eine ribosomale Protein-Serin/Threonin-Kinase. Ideal für Studien zur ribosomalen Biologie und Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	RPS6KL1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	RSKL2; RPS6KL1
Spezies	Mensch
Gen-ID	83694
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-130 des menschlichen RPS6KL1 (NP_113652.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6S9
Proteinmolekulargewicht	60 kDa
Versand	Eispackung