


Anti-Rraga Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q7L523

Artikelnummer: CM0012873



Einführung

Kaninchen-polyklonaler RRAGA-Antikörper, validiert für Western Blot (WB), Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten RRAGA (FIP1/RAGA). Ideal für die Erforschung der mTORC1-Signalgebung und Aminosäure-Erkennung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RRAGA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FIP1; RAGA; FIP-1; RRAGA
Spezies	Human
GeneID (Human)	10670
GeneID	10670
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 213-313 von humanem RRAGA entspricht (NP_006561.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q7L523
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eistasche