


Anti-RRaga Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q7L523

Artikelnummer: CM0030629



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes RRAGA (Ras-related GTP-binding protein A) hergestellt wurde, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die mTORC1-Signalweg- und Aminosäure-Sensorik-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RRAGA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FIP1; RAGA; FIP-1; RRAGA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10670
GenID	10670
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 213-313 von humanem RRAGA (NP_006561.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7L523
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel