


Anti-Rsk2 / Rps6Ka3 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P51812

Artikelnummer: CM0003356



Einführung

Kaninchen-monoklonaler RSK2/RPS6KA3-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattiges RSK2 (84 kDa). Unentbehrlich für die Untersuchung der MAPK/ERK-Signalgebung, der Zellproliferation und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RSK2 / RPS6KA3 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CLS; RSK; HU-3; RSK2; MRX19; ISPK-1; XLID19; p90-RSK2; pp90RSK2; MAPKAPK1B; S6K-alpha3; RSK2 / RPS6KA3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6197
GenID	6197
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-700 von humanem RSK2 / RPS6KA3 (P51812) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51812
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Eisbeutel