


Anti-Rtn3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O95197

Artikelnummer: CM0016128



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes RTN3 (Reticulon-3), validiert für WB und ELISA. Richtet sich gegen ein Protein, das am ER-Membrantransport, an der Apoptose und an der antiviralen Reaktion beteiligt ist. Ideal für die Forschung in den Bereichen Neurowissenschaften und Zellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RTN3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HAP; ASYIP; NSPL2; NSPLII; RTN3-A1; RTN3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10313
GeneID	10313
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100 bis zum C-Terminus des humanen RTN3 (NP_006045.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O95197
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Kühlbeutel