

## Anti-Rxrα Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P19793

Artikelnummer: CM0014999



### Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RXRα (NR2B1). Validiert für Western Blot und ELISA, mit Reaktivität gegenüber Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation und zu nukleären Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | RXRα Kaninchen pAb                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | NR2B1; RXRalpha; RXR-alpha; RXRα                                                    |
| Spezies           | Human                                                                               |
| Gen-ID (Human)    | 6256                                                                                |
| Gen-ID            | 6256                                                                                |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem RXRα (NP_002948.1) |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                           |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                              |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                  |
| SWISS             | P19793                                                                              |
| Protein-Gewicht   | 51kDa                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                           |