


Anti-S100A11-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P31949

Artikelnummer: CM0021443



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes S100A11 (Calgizzarin) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Geeignet für Studien zur Keratinozyten-Differenzierung und Verhornung. Zuverlässiges Reagenz für IVD- und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100A11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MLN70; S100C; HEL-S-43; S100A11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6282
GenID	6282
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-105 von humanem S100A11 (NP_005611.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P31949
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel