


Anti-S100A8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05109

Artikelnummer: CM0019461



Einführung

Dieser S100A8-Kaninchen-Polyklonale Antikörper erkennt S100A8 (Calgranulin-A/MRP8) bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Ideal zur Untersuchung von Entzündungsprozessen, Immunreaktionen und Krebsbiomarkern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100A8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P8, MIF, NIF, CAGA, CFAG, CGLA, L1Ag, MRP8, CP-10, MA387, 60B8AG, S100-A8, S100A8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6279
GenID	6279
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-93 von menschlichem S100A8 (NP_002955.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05109
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel