


Anti-S100B Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P04271

Artikelnummer: CM0018089



Einführung

S100B Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, gewonnen aus Kaninchen, der gegen das menschliche S100B-Protein gerichtet ist. Empfohlen für WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA; Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte. Proteinmasse ~11 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100B Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	NEF; S100; S100-B; S100beta; S100B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6285
GenID	6285
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-92 des menschlichen S100B (NP_006263.1) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04271
Proteinmasse	11kDa
Versand	Eisbeutel