

Anti-Sars-Cov-2 3CLpro-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc2

Artikelnummer: CM0024409



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen SARS-CoV-2 3CLpro, die Hauptprotease des Virus. Ideal für WB, IF/ICC und ELISA-Anwendungen in der COVID-19-Forschung, zum therapeutischen Monitoring und zur Entwicklung von Diagnosekits.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 3CLpro Kaninchen pAb
GenID	43740578
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-306 der Coronavirus-3CLpro (YP_009725295.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Proteingewicht	141kDa
Versand	Eisbeutel