


Monoklonaler Antikörper Gegen Sars-Cov-2 N-Protein Für Wb, If/Icc, Elisa - P59595

Artikelnummer: CM0002945



Einführung

SARS-CoV-2 N-Protein Maus-mAb, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt SARS-CoV-2 Nukleoprotein mit Kreuzreaktivität zu SARS-CoV. Geeignet für Virologie, Diagnostik und Forschung zu Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 N-Protein Maus-mAb
Bemerkungen/Alias	Nukleoprotein; NP; SARS-CoV-2 N-Protein
Spezies	Coronavirus
Gen-ID (Human)	SARS-CoV-2
Gen-ID	43740575
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-420 des Coronavirus-Nukleoproteins (P0DTC9) enthält
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P59595
Protein-Gewicht	46 kDa
Versand	Kühltasche