

Anti-Sars-Cov-Spike-Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - P59594

Artikelnummer: CM0020972



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das SARS-CoV-Spike-Glykoprotein (E2). Validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit SARS-CoV. Ideal für die Untersuchung von Viruseintritt, Fusion und Mechanismen der Wirtsimmunabwehr.

[Mehr erfahren](#)

Kernproduktspezifikationen und -parameter	
Produktname	SARS-CoV Spike Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	E2; SARS-CoV Spike
Gen-ID	1489668
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-700 des Coronavirus-Spike-Proteins (NP_828851.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV
SWISS	P59594
Proteingewicht	139kDa
Versand	Eisbeutel