

Anti-Sav1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H4B6

Artikelnummer: CM0029977



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SAV1 (hWW45), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Ideal für Forschung zu Hippo-Signalweg, Organ-Größenkontrolle und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SAV1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAV; WW45; WWP4; SAV1
Spezies	Human
GeneID (human)	60485
GeneID	60485
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 199-383 von humanem SAV1 (NP_068590.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9H4B6
Protein-Gewicht	45kDa
Versand	Eistüte