


Anti-Sbds-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y3A5

Artikelnummer: CM0003422



Einführung

Rekombinanter kaninischer monoklonaler Antikörper gegen humanes SBDS-Protein, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Ribosomenbiogenese- und Shwachman-Diamond-Syndrom-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SBDS-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	SDS; SDO1; SWDS; CGI-97; SBDS
Spezies	Human
GeneID (Human)	51119
GeneID	51119
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 151-250 des humanen SBDS (NP_057122.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3A5
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel