

Anti-Scamp2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15127

Artikelnummer: CM0028563

Einführung

Anti-SCAMP2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, hergestellt gegen rekombinantes humanes SCAMP2. Validiert für Western Blot und ELISA, detektiert humanes SCAMP2 (~37 kDa), das an post-Golgi-Recyclingwegen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	SCAMP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCAMP2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10066
Gen-ID	10066
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-152 von humanem SCAMP2 (NP_005688.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O15127
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel