


## Anti-Scd Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 000767

Artikelnummer: CM0024911



### Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches Stearoyl-CoA-Desaturase (SCD). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch und Ratte. Geeignet für die Forschung an Lipidstoffwechsel und Fettsäurebiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                    |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Produktname       | [KD Validiert] SCD Kaninchen pAb        |
| Bemerkungen/Alias | SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008; SCD |
| Spezies           | Mensch                                  |
| GenID (Mensch)    | 6319                                    |
| GenID             | 6319                                    |
| Immunogen         | synthetisches Peptid                    |
| Quelle            | Kaninchen                               |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                  |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                       |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Ratte                           |
| SWISS             | O00767                                  |
| Proteingewicht    | 42kDa                                   |
| Versand           | Eisbeutel                               |