

Anti-Sdc4 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, Elisa - P31431

Artikelnummer: CM0024147



Einführung

Hochwertiges kaninchen polyklonales Antikörper gegen humanes SDC4 (Syndecan-4), validiert für WB und ELISA. Ideal für Forschung zur Exosomen-Biogenese und Entwicklung diagnostischer Assays. Erkennt eine Bande bei ~22 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SDC4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	SYND4; SDC4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6385
Gen-ID	6385
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-145 des humanen SDC4 (NP_002990.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P31431
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel