

Anti-Sdhb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P21912

Artikelnummer: CM0021426



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches SDHB, die Eisen-Schwefel-Untereinheit des mitochondrialen Komplexes II, gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus- und Ratten-SDHB. Vorhergesagtes Molekulargewicht 32 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SDHB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IP, SDH, CWS2, PGL4, SDH1, SDH2, SDHIP, MC2DN4, SDHB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6390
GenID	6390
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-280 von menschlichem SDHB (NP_002991.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21912
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel