


Anti-Sdhc-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99643

Artikelnummer: CM0021715



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SDHC (Succinat-Dehydrogenase-Komplex-Untereinheit C), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratte SDHC. Das Ziel ist ein mitochondriales Membranprotein, das am Elektronentransport beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SDHC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CYBL; PGL3; QPS1; SDH3; CYB560; SDHC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6391
GenID	6391
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SDHC (NP_002992.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99643
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel