


Anti-Sec61A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P61619

Artikelnummer: CM0015765



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes SEC61A1 (P61619), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Wird für die Untersuchung der ER-Proteintranslokation und der Calciumhomöostase verwendet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEC61A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HNFJ4; SEC61; ADTKD5; HSEC61; SEC61A; SEC61A1
Spezies	Human
Gen-ID	29927
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 310-420 von humanem SEC61A1 (NP_037468.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P61619
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel