

Anti-Sec63 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ugp8

Artikelnummer: CM0019405

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen menschliches SEC63 (ERdj2, DNAJC23), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf die ER-Membran-Translokation-Komponente für die Erforschung des Proteintransports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEC63 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ERdj2; PCLD2; SEC63L; DNAJC23; PRO2507; SEC63
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11231
GenID	11231
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 595-720 von menschlichem SEC63 (NP_009145.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UGP8
Proteinmasse	88 kDa
Versand	Eisbeutel