

Anti-Selenbp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13228

Artikelnummer: CM0023294

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches SELENBP1 (Methanthiol-Oxidase) gerichtet ist, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Nützlich für die Selenbiologie, den Methanthiol-Stoffwechsel und die Krebsbiomarker-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SELENBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MTO; LPSB; SP56; hSBP; EHMT0; SBP56; HEL-S-134P; SELENBP1
Spezies	Mensch
Gen-ID	8991
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 243-472 von menschlichem SELENBP1 (NP_003935.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13228
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel