


Anti-Semaphorin 4D / Cd100 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q92854

Artikelnummer: CM0003295



Einführung

Hochaffiner Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Semaphorin 4D/CD100. Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Immunregulation, neuronaler Entwicklung und Semaphorin-Plexin-Signalübertragung in der diagnostischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Semaphorin 4D / CD100 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	A8; GR3; BB18; CD100; COLL4; SEMAJ; coll-4; C9orf164; M-sema-G
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-200 des humanen Semaphorin 4D / CD100 (NP_006369.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92854
Proteingewicht	96 kDa
Versand	Eisbeutel