

Polyklonaler Anti-Septin-5-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99719

Artikelnummer: CM0015574



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Septin-5-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-Septin 5, eine filamentbildende zytoskelettale GTPase, die an der Zytokinese und der Thrombozytensekretion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Septin 5 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	H5; SEPT5; CDCREL; PNUTL1; CDCREL1; CDCREL-1; HCDCREL-1; Septin 5
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5413
GeneID	5413
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-369 des humanen Septin 5 entspricht (NP_002679.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99719
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlakku