

Anti-Serpini2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - O75830

Artikelnummer: CM0013626

Einführung

Polyklonaler SERPINI2-Kaninchen-Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz (IF-P) und ELISA. Erkennt humanes SERPINI2 und zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte, unterstützt die Forschung zu Proteaseinhibitoren und Pankreas.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERPINI2 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	MEPI; PI14; PANCPI; TSA2004; SERPINI2
Spezies	Human
GeneID (Human)	5276
GeneID	5276
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 56-405 des humanen SERPINI2 (NP_006208.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O75830
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel