

Anti-Setmar Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - Q53H47

Artikelnummer: CM0025396



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes SETMAR/Metnase für IHC-P und ELISA, der auf ein 78 kDa Histon-Methyltransferase-Transposase-Fusionsprotein abzielt, das an der DNA-Reparatur beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SETMAR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Mar1; METNASE; SETMAR
Spezies	Mensch
Gen-ID	6419
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-300 von humanem SETMAR (NP_006506.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q53H47
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eisbeutel