


Anti-Shp1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P29350

Artikelnummer: CM0003325



Einführung

Hochwertiger Anti-SHP1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten SHP1 (P29350). Ideal für die Erforschung der immunologischen Signalübertragung und Hämatopoese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SHP1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTP1C; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	5777
GeneID	5777
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 496-595 von humanem SHP1 (P29350) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P29350
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eistasche