

Anti-Sipa1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Fs4

Artikelnummer: CM0016221

Einführung

Anti-SIPA1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes und murines SIPA1 (p130 SPA-1, 112 kDa, Uniprot Q96FS4), Immunogen Aminosäuren 763-1042.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIPA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SPA1; SIPA1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6494
Gen-ID	6494
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 763-1042 von humanem SIPA1 (NP_694985.29) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q96FS4
Proteingewicht	112 kDa
Versand	Eisbeutel